

Monitor LMK

Mittel und Indikation

Klebefalle mit integriertem Pheromon zur Früherkennung und Lokalisierung von Lebensmittel- und Tabakmotten (Plodia/Ephestia).

Wirkstoff

Leim mit integriertem Pheromon.

Wirkung

Das in den Leim eingearbeitete Sexualpheromon verdampft langsam und kontinuierlich in die Raumluft.

Die angelockten Männchen der Mottenarten Plodia/Ephestia (Speichermotte, Dörrobstmotte, Mehlmotte) bleiben auf der Leimfläche kleben und sterben innerhalb kurzer Zeit ab.

Nach ca. 6 – 8 Wochen verliert die Pheromonfalle ihre Lockwirkung und muss ersetzt werden.

Die Mottenfalle ist komplett auszutauschen, wenn der Leim durch viele gefangene Motten zugedeckt oder durch Staub inaktiviert wurde.

Starke Raumluftumwälzung sollte vermieden werden, da die Fängigkeit der Falle dadurch deutlich reduziert wird.

Vorteile

- ✓ Einfache und effiziente Anwendung
- ✓ Im Leim integriertes Pheromon (Wirkung 6 Wochen)
- ✓ Hervorragende Fängigkeit
- ✓ Stanzloch zum Aufhängen an Wänden/Gegenständen

Anwendung/Bedarf

1. Falle aus dem dampfdichten Alubeutel entnehmen.
2. Schutzpapier des Fangleimes zügig abziehen.
3. Monitor LMK an kritischen Punkten im Abstand von ca. 5 – 10 m aufhängen.

Monitor LMK rechtzeitig vor dem ersten Falterflug (Mai/Juni) ausbringen. Jede Falle im Abstand von wenigen Tagen kontrollieren. Werden mehr als nur einzelne Falter gefangen, sind Bekämpfungen mit geeigneten Mitteln (Aco.sol, Aco.mat) anzuraten. Nur so lässt sich der Entwicklungszyklus der Motten durchbrechen und größerer Schaden verhindern.

Da wir keinen Einfluss auf Handhabung und Anwendung haben, haften wir nur für einwandfreie Qualität.

Hinweise für den sicheren Umgang

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Verpackung

Versandtasche mit 20 Fallen

0114

