

# Papierfischchenmonitor

Der Papierfischchenmonitor wurde speziell für das Monitoring von Papierfischchen (*Ctenolepisma longicaudata*) konzipiert. Er wurde im Praxiseinsatz getestet und zeigte hervorragende Fangergebnisse. Die Matrix des Klebers enthält diverse Lockstoffe.



Abmessungen: 115 x 100 mm

**Für weitere Informationen**  
**rufen Sie uns an: +49 (0) 2131 / 718090**



## Montage

1. Papierfischchenmonitor in Einzelmonitore zerteilen. Dazu Monitore vorsichtig und kontrolliert entlang der Perforation trennen.
2. Schutzfolie langsam von der Klebefläche abziehen.
3. Seitenflügel hochklappen und mit Lasche zusammenstecken (siehe Abb.)

## Platzierung

- Papierfischchenmonitor direkt an Wände oder Einrichtungsgegenstände platzieren; Platzierung im freien Raum nicht sinnvoll.
- Monitore in sämtlichen Räumen platzieren.
- Anzahl der Monitore sollte der Befallsstärke und den räumlichen Gegebenheiten angepasst werden.

## Anwendungsdauer

- Der Papierfischchenmonitor kann mindestens einen Monat ohne Einbuße der Fängigkeit verwendet werden.

## Haltbarkeit

- Der Papierfischchenmonitor ist mindestens zwei Jahre ab Produktionsdatum haltbar.

