

# ACTIV VOLCANO™

## Aktiver Bettwanzenmonitor

Kombination aus Falle VOLCANO + Lockstoff ACTIV

- der Lockstoff ACTIV imitiert Substanzen der Hautoberfläche („Schweiß“)
- den Lockstoff ACTIV alle 2-3 Monate erneuern
- der Lockstoff ACTIV erhöht die Fängigkeit der reinen Falle VOLCANO um ca. 100 Prozent
- der Lockstoff ACTIV lockt Bettwanzen über ca. 1-1½ m Entfernung an
- im Test wurde mittlerer bis stärkerer Befall (mit 20 Bettwanzen) nach 1-14 Tagen erfasst
- im Test wurde schwacher Befall (mit 10 Bettwanzen) innerhalb von 4 Wochen zu 70% erfasst.


## Befüllen der Falle mit Lockstoff

1. bei der Falle VOLCANO den transparenten Boden aus dem schwarzen Fallenkörper herausdrücken
2. dann Schutzhandschuhe anziehen und das Tütchen mit dem Lockstoff ACTIV entlang der Markierung „TEAR ALONG LINE“ aufreißen (nicht abschneiden); Lockstoff nicht aus dem Tütchen entfernen
3. aufgerissenes Tütchen mit dem Lockstoff ACTIV mit Handschuhen auf den transparenten Boden der Falle VOLCANO legen und bis zum Einrasten in den schwarzen Fallenkörper hineindrücken; dabei den transparenten Boden der Falle so orientieren, dass der Aufdruck „MADE IN USA“ von außen lesbar ist.




## Platzierung

- ACTIV VOLCANO™ an strategisch günstigen Stellen platzieren (z.B. an den Bettfüßen):



Proaktive Platzierung zur Vorbeugung (2 Monitore)



Reaktive Platzierung bei aktivem Befall (6 Monitore)

## Vertrieb

KILLGERM GMBH • Graf-Landsberg-Str. 1 • 41460 Neuss • Tel. +49 (0)2131-718090

[www.killgerm.de](http://www.killgerm.de) • [verkauf@killgerm.de](mailto:verkauf@killgerm.de)